

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc5A2 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P31639

Numéro d'article: CM0022832



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC5A2 (SGLT2) humain, validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Détecte les niveaux endogènes dans des échantillons humains, de souris et de rat, avec un poids moléculaire calculé de 73 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	SLC5A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SGLT2; SLC5A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6524
GeneID	6524
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 564-624 du SLC5A2 humain (NP_003032.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31639
Poids de la Protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace