

Anticorps Polyclonal Anti-Slc5A3 Pour Wb, Elisa - P53794

Numéro d'article: CM0019021

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC5A3, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour l'étude du cotransport sodium/myo-inositol, du stress osmotique et de la régulation des canaux ioniques. Poids prédit 80 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC5A3 Lapin pAb
Remarques/Alias	BCW2 ; SMIT ; SMIT1 ; SMIT2 ; SLC5A3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6526
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 535-695 de SLC5A3 humain (NP_008864.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53794
Poids protéique	80 kDa
Expédition	Sac de glace