

Anticorps Polyclonal Anti-Slc5A5 Pour Wb, Elisa - Q92911

Numéro d'article: CM0027400

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre SLC5A5 humain (cotransporteur sodium/iode). Convient pour Western blot et ELISA, détecte le NIS humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la thyroïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC5A5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NIS; TDH1; SLC5A5
Espèce	Humain
ID gène (Humain)	6528
ID gène	6528
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 544-643 de la protéine SLC5A5 humaine (NP_000444.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92911
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sachet de glace