


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc5A7 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Gzv3

Numéro d'article: CM0028400



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le transporteur de choline à haute affinité SLC5A7 (CHT1), validé pour WB, IF-P et ELISA. Adapté aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les neurones cholinergiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SLC5A7 pAb de lapin                                                                                                                        |
| Remarques / Alias    | CHT; CHT1; CMS20; HMN7A; DHMNP; SLC5A7                                                                                                     |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)      | 60482                                                                                                                                      |
| GeneID               | 60482                                                                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 503-580 de la protéine humaine SLC5A7 (NP_068587.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                      |
| Application          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                        |
| SWISS                | Q9GZV3                                                                                                                                     |
| Poids de la protéine | 63 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                               |