

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc5A9 Pour Wb Et Elisa - Q2M3M2

Numéro d'article: CM0023368

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC5A9 validé pour WB et ELISA. Réagit avec SLC5A9/SGLT4 humain et murin (74 kDa), un cotransporteur sodium/glucose impliqué dans le transport du mannose. Convient pour la recherche sur le transport ionique et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC5A9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SGLT4; SLC5A9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	200010
GeneID	200010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-320 de la protéine SLC5A9 humaine (NP_001011547.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q2M3M2
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace