


Anticorps Polyclonal Anti-Slc6A1 Pour Wb, Elisa - P30531

Numéro d'article: CM0018037



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SLC6A1 (GAT1) humaine, obtenu contre un peptide synthétique situé dans la région des acides aminés 500-599. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neuroscience et sur les transporteurs du GABA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC6A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAE; GAT1; GABATR; hGAT-1; GABATHG; SLC6A1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6529
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 500-599 de la protéine SLC6A1 humaine (NP_003033.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30531
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sachet de glace