

Anticorps Polyclonal Anti-Slc6A14 Pour Wb, Elisa - Q9Un76

Numéro d'article: CM0015329

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le SLC6A14 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. La cible est un transporteur d'acides aminés neutres et basiques B(0+) dépendant du sodium et du chlorure.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC6A14 Lapin pAb
Remarques/Alias	BMIQ11; SLC6A14
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	11254
ID du gène	11254
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 131-234 du SLC6A14 humain (NP_009162.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UN76
Poids moléculaire de la protéine	72kDa
Expédition	Sac de glace