

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc6A2 (Transporteur De La Noradrénaline) Pour Wb Et Elisa - P23975

Numéro d'article: CM0012951



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC6A2 humain (transporteur de la noradrénaline, NET), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Immunogène recombinant. Convient à la recherche en neurosciences et aux études sur les transporteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC6A2 Rabbit pAb
Remarques/alias	NET ; NAT1 ; NET1 ; SLC6A5 ; SLC6A2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6530
ID du gène	6530
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 235 de SLC6A2 humain (NP_478066.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P23975
Poids moléculaire	69 kDa
Expédition	Sac réfrigérant