

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Slc6A2 Pour Wb, Elisa - P23975

Numéro d'article: CM0006615



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant le SLC6A2 humain (NET, transporteur de noradrénaline) validé pour les applications WB et ELISA. Idéal pour les études de recapture des neurotransmetteurs et la recherche sur le système nerveux sympathique.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	mAb de lapin anti-SLC6A2
Remarques/Alias	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6530
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 du SLC6A2 humain (NP_001034.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P23975
Poids protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace