

Anticorps Polyclonal Anti-Slc6A5 (Glyt2) Pour Wb Et Elisa - Q9Y345

Numéro d'article: CM0012891

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le transporteur de glycine 2 SLC6A5 humain. Validé pour Western Blot et ELISA, il détecte le GlyT2 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche en neurosciences et sur les transporteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC6A5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NET1, GLYT2, HKPX3, GLYT-2, SLC6A5
Espèce cible	Humain
GeneID	9152 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1 à 200 de la SLC6A5 humaine (NP_004202.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y345
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace