


Anticorps Polyclonal Anti-Slc6A6 Pour Wb Et Elisa - P31641

Numéro d'article: CM0013928



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC6A6 humain (transporteur de taurine, TauT). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude du transport de la taurine, des mécanismes anti-âge et de la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC6A6 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAUT; HTRDC; SLC6A6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6533
ID de gène	6533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-320 du SLC6A6 humain (NP_001127839.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31641
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace