

Anticorps Polyclonal Anti-Slc6A9 Pour Wb Et Elisa - P48067

Numéro d'article: CM0019464



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le transporteur de glycine SLC6A9 humain (GLYT1). Adapté pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Poids moléculaire prédit : 78 kDa. Idéal pour les études en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC6A9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GLYT1; GCENSG; SLC6A9
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6536
Identifiant de gène	6536
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de la protéine SLC6A9 humaine (NP_964012.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48067
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace