

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Slc7A11/Xct [Validé Par Kd] Pour Wb - Q9Upy5

Numéro d'article: CM0008179



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé ciblant SLC7A11/xCT (transporteur cystine/glutamate). Adapté pour le WB, l'IHC-P, l'ELISA avec réactivité humaine, murine et rat. Immunogène protéine recombinante. 55 kDa. Idéal pour la recherche sur le ferroptose et le redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin [Validé par KD] SLC7A11/xCT
Remarques/Alias	xCT ; CCBR1 ; SLC7A11/xCT
Espèce	Humain
GenelD	23657
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPY5
Poids moléculaire protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace