

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc7A11/Xct Pour Wb Et Elisa - Q9Upy5

Numéro d'article: CM0012833



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC7A11/xCT humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Non conjugué, 55 kDa. Idéal pour les études sur le stress oxydatif, la ferroptose et le transport des acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SLC7A11/xCT
Remarques/Alias	xCT ; CCBRI ; SLC7A11/xCT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23657
GeneID	23657
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SLC7A11/xCT humain (NP_055146.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPY5
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace