

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc8A2 (Ncx2) Pour Wb, Elisa - Q9Upr5

Numéro d'article: CM0014580

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLC8A2 (NCX2) humain, validé pour WB et ELISA. Cible l'échangeur sodium/calcium 2, un régulateur clé de l'homéostasie du Ca²⁺ neuronal, de la plasticité synaptique et de l'excrétion ionique urinaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SLC8A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NCX2; SLC8A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6543
GeneID	6543
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-450 du SLC8A2 humain (NP_055878.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UPR5
Poids moléculaire	100kDa
Expédition	Sac de glace