

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc9A3R1 Pour Wb, Elisa - O14745

Numéro d'article: CM0013648



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC9A3R1 validé pour WB et ELISA, ciblant la protéine d'échafaudage NHERF1/EBP50 humaine, murine et ratine. Idéal pour l'étude du transport ionique, de la signalisation Wnt et des interactions membrane-cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC9A3R1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EBP50; NHERF; NHE-RF; NHERF-1; NPHLOP2; SLC9A3R1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9368
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 189-358 de SLC9A3R1 humaine (NP_004243.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14745
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace