


Anticorps Polyclonal Anti-Slc9A3R2 Pour Wb, Elisa - Q15599

Numéro d'article: CM0021505



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SLC9A3R2 (NHERF2), validé pour la WB et l'ELISA. Cette protéine d'échafaudage relie les protéines de la membrane plasmique au cytosquelette d'actine et régule leur expression à la surface cellulaire. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC9A3R2 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	SIP1 ; OCTS2 ; SIP-1 ; TKA-1 ; E3KARP ; NHE3RF2 ; NHERF-2 ; SLC9A3R2
Espèce	Homme
ID du gène (homme)	9351
ID du gène	9351
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180 à 300 de la protéine SLC9A3R2 humaine (NP_001123484).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	Q15599
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant