

Anticorps Polyclonal Anti-Slco1A2 Pour Wb, Elisa - P46721

Numéro d'article: CM0028617

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine SLCO1A2 (OATP1A2), validé pour WB et ELISA, à réactivité croisée avec le rat. Pour l'étude du transport d'anions organiques, de l'absorption de médicaments et de l'homéostasie des acides biliaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLCO1A2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OATP; OATP-A; OATP1A2; SLC21A3; SLCO1A2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6579
ID du gène	6579
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de la SLCO1A2 humaine (NP_066580.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P46721
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace