


Anticorps Polyclonal Anti-Slco1B1 Pour Wb, Elisa - Q9Y6L6

Numéro d'article: CM0024583



Introduction

pAc de lapin anti-SLCO1B1, validé pour WB et ELISA, détecte le SLCO1B1 humain (OATP-C) avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Explorez le transport des anions organiques hépatiques et la pharmacologie des statines avec cet anticorps dirigé contre le transporteur de 76 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAc de lapin SLCO1B1
Remarques/Alias	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10599
GeneID	10599
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 597-691 du SLCO1B1 humain (NP_006437.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6L6
Poids moléculaire	76kDa
Expédition	Sac de glace