

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slco2B1 Pour Wb/Elisa - 094956

Numéro d'article: CM0014529

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SLCO2B1 humain (OATPB/OATP2B1), adapté pour le WB et l'ELISA. Détecte le transporteur d'anions organiques d'environ 77 kDa chez l'homme et la souris ; idéal pour les études de transport des stéroïdes/médicaments et les recherches hépatiques/placentaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | SLCO2B1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | OATPB; OATP-B; OATP2B1; SLC21A9; SLCO2B1                                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)    | 11309                                                                                                                          |
| GeneID             | 11309                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-210 du SLCO2B1 humain (NP_009187.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                                 |
| SWISS              | O94956                                                                                                                         |
| Poids protéique    | 77kDa                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |