

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slco3A1 Pour Wb, Elisa - Q9Uig8

Numéro d'article: CM0016075

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-SLCO3A1 (OATP-D, OATP3A1) de CamelBio est validé pour WB et ELISA. Il détecte le SLCO3A1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les transporteurs d'anions organiques et les études de distribution tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLCO3A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OATPD ; OATP-D ; OATP3A1 ; OATPRP3 ; OATP-RP3 ; SLC21A11 ; SLCO3A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	28232
GeneID	28232
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIG8
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace