

Anticorps Polyclonal Anti-Slco6A1 Pour Wb, Elisa - Q86Ug4

Numéro d'article: CM0015746

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SLCO6A1 (OATP6A1, CT48) humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Détecte SLCO6A1 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les antigènes cancer/testicule et les transporteurs d'anions organiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLCO6A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GST; CT48; OATPY; OATP-I; OATP6A1; SLCO6A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	133482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-580 de la protéine SLCO6A1 humaine (NP_775759.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q86UG4
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sachet de glace