

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Slfn11 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z7L1

Numéro d'article: CM0006498



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité SLFN11 validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Cible la SLFN11 humaine (103 kDa) pour la recherche sur les dommages à l'ADN, l'antiviral et le stress de réplication.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLFN11 AcM de lapin
Remarques/Alias	SLFN8/9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	91607
Identifiant du gène	91607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 132-328 de la SLFN11 humaine (NP_689483.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7Z7L1
Poids moléculaire de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace