

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slfn11 Pour Wb, Elisa - Q7Z7L1

Numéro d'article: CM0020936



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin SLFN11 validé pour WB, ELISA dans des échantillons humains. Cible la protéine humaine SLFN11, un inhibiteur de la réplication de l'ADN et un facteur de restriction antiviral. Idéal pour la recherche sur les dommages à l'ADN et antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de Lapin SLFN11
Remarques/Alias	SLFN8/9 ; SLFN11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	91607
GeneID	91607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 132-328 de la protéine humaine SLFN11 (NP_689483.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7Z7L1
Poids moléculaire protéique	103 kDa
Expédition	Sac de glace