


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slirp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzt3

Numéro d'article: CM0018519



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLIRP humain, une protéine mitochondriale de liaison à l'ARN et un corépresseur des récepteurs nucléaires. Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle médiée par SRA et de la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLIRP Rabbit pAb
Remarques/alias	DC50; PD04872; C14orf156; SLIRP
Espèce	Humain
GenelD (humain)	81892
GenelD	81892
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de SLIRP humain (NP_112487.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9GZT3
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace