

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slit1 Pour Wb, Elisa - 075093

Numéro d'article: CM0022520

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-SLIT1 (O75093) validé pour WB et ELISA. Reconnaît la SLIT1 humaine, un signal de guidage sécrété impliqué dans le développement neural. Idéal pour la recherche en neurosciences et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLIT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEGF4; SLIL1; SLIT3; SLIT-1; SLIT1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6585
GeneID	6585
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1315-1534 de la SLIT1 humaine (NP_003052.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O75093
Poids Moléculaire	168kDa
Expédition	Sac de glace