


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Slit2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O94813

Numéro d'article: CM0010573



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre Slit2 humain (O94813). Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Cible un signal de guidage sécrété impliqué dans la navigation axonale et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Slit2
Remarques/Alias	SLIL3, Slit-2, Slit2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9353
GeneID	9353
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1400-1500 de Slit2 humain (O94813)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O94813
Poids moléculaire de la protéine	170 kDa
Expédition	Sac de glace