

## Anticorps Polyclonal Anti-Slitrk6 Pour Wb, Elisa - Q9H5Y7

Numéro d'article: CM0026480

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SLITRK6 validé pour les applications WB et ELISA. Reconnaît le SLITRK6 humain, murin et de rat, un régulateur de la croissance des neurites lié à l'audition et à la vision. Convient pour la recherche en neurologie et sur les sens.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb de lapin SLITRK6                                                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | DFNMYP ; SLITRK6                                                                                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                |
| GeneID (Humain)    | 84189                                                                                                                                                 |
| GeneID             | 84189                                                                                                                                                 |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 621-816 du SLITRK6 humain (NP_115605.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                 |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                   |
| SWISS              | Q9H5Y7                                                                                                                                                |
| Poids protéique    | 95 kDa                                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                          |