

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slmap Pour Wb, Elisa - Q14Bn4

Numéro d'article: CM0022018



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine SLMAP. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la signalisation Hippo et du contrôle de la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLMAP Rabbit pAb
Remarques / Alias	SLAP ; SLMAP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 540-790 de la SLMAP humaine (NP_009090.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14BN4
Poids moléculaire de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace