

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Slp2 Pour Western Blot Et Elisa - Q9Ujz1

Numéro d'article: CM0003237

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-SLP2 à haute spécificité validé pour WB et ELISA. Cible le SLP2 humain avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche mitochondriale et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLP2 Lapin mAb
Remarques/Alias	SLP-2; HSPC108; SLP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	30968
GeneID	30968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-130 du SLP2 humain (Q9UJZ1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJZ1
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace