

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slpi Pour Wb, Elisa - P03973

Numéro d'article: CM0024384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLPI validé pour WB, ELISA. Détecte l'antileucoprotéinase chez l'humain, la souris et le rat ; un inhibiteur de protéase de 14 kDa de l'immunité innée. Pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLPI Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALP; MPI; ALK1; BLPI; HUSI; WAP4; WFDC4; HUSI-I; SLPI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6590
GeneID	6590
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03973
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace