

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sltm Pour Wb, Elisa - Q9Nwh9

Numéro d'article: CM0023871

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLTM humain (modulateur de transcription de type SAFB), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient aux études sur la régulation de la transcription et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SLTM Lapin pAb                                                                                                          |
| Remarques/Alias      | Met; SLTM                                                                                                               |
| Espèce               | Humain                                                                                                                  |
| GeneID (Humain)      | 79811                                                                                                                   |
| GeneID               | 79811                                                                                                                   |
| Immunogène           | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 900-1000 du SLTM humain (NP_079031.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                   |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                  |
| SWISS                | Q9NWH9                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 117kDa                                                                                                                  |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                            |