

Anticorps Polyclonal Anti-Slug Pour Wb Et Elisa - 043623

Numéro d'article: CM0015127

Introduction

Le Slug Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit contre la Slug humaine recombinante (aa1-150). Validé pour WB et ELISA, il réagit avec l'homme et la souris. Idéal pour étudier la transition épithélio-mésenchymateuse, le développement de la crête neurale et la métastase cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Slug Rabbit pAb
Remarques / Alias	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; Slug
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6591
GeneID	6591
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la Slug humaine (NP_003059.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43623
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace