

Anticorps Monoclonal Anti-Slug De Lapin Pour Wb Et Elisa - O43623

Numéro d'article: CM0010862

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Slug humaine (SNAI2) pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'espèce humaine et la souris. Idéal pour les études de recherche sur la TEM, le développement de la crête neurale et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Slug Rabbit mAb
Remarques / Alias	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6591
GenelD	6591
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43623
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace