


Anticorps Polyclonal Anti-Smac/Diablo Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Nr28

Numéro d'article: CM0018948



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Smac/Diablo humain (SMAC ; DFNA64) pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et les interactions avec les IAP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Smac/Diablo
Remarques/Alias	SMAC ; DFNA64 ; Smac/Diablo
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	56616
GeneID	56616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56 à 239 de Smac/Diablo humain (NP_063940.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NR28
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac réfrigérant