


Anticorps Monoclonal Anti-Smad1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Numéro d'article: CM0003193



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre Smad1, validé pour Western blot, IHC-P, IP et ELISA. Reconnaît le Smad1 humain et de souris ; adapté pour la recherche sur la signalisation BMP/TGF- β .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Smad1 Lapin mAb
Remarques/Alias	BSP1, JV41, BSP-1, JV4-1, MADH1, MADR1, d1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4086
GeneID	4086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-240 du Smad1 humain (NP_005891.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15797
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace