


Anticorps Monoclonal Anti-Smad1 (Validé Par Ko) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15797

Numéro d'article: CM0007686



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par knockout (KO) contre Smad1 humain, adapté pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence/immunocytochimie (IF/ICC) et l'ELISA. Détecte Smad1 chez les espèces humaine et murine. Smad1 est un modulateur transcriptionnel clé dans les voies de signalisation BMP impliquées dans le développement embryonnaire et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] Smad1 Lapin mAb
Remarques/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4086
GeneID	4086
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-260 de Smad1 humain (NP_001003688.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15797
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace