


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Smad1 (Validé Par Ko) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Numéro d'article: CM0006807



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant Smad1 humain (Q15797). Convient pour WB, IHC-P, IP et ELISA ; réagit également avec les protéines humaines et murines. Idéal pour la recherche sur la signalisation BMP, la biologie du développement et l'homéostasie tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-Smad1
Remarques/Alias	BSP1 ; JV41 ; BSP-1 ; JV4-1 ; MADH1 ; MADR1 ; d1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4086
ID du gène	4086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 240 de Smad1 humain (NP_005891.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q15797
Poids moléculaire de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace