


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smad1/Smad5/Smad9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Numéro d'article: CM0024699



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Smad1/Smad5/Smad9, validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains et murins. Adapté à la recherche sur la signalisation BMP, le développement embryonnaire et les études sur la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Smad1/Smad5/Smad9 pAb de lapin
Remarques / Alias	Smad1/Smad5/Smad9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4086/4090/4093
Identifiant du gène	4086/4090/4093
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 19 et 125 de Smad1/Smad5/Smad9 humain (NP_005891.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace