

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Smad2/Smad3 Pour Wb, Ip, Chip, Elisa - Q15796 / P84022

Numéro d'article: CM0011255



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-SMAD2/SMAD3 validé KO pour Western blot, immunoprécipitation, immunoprécipitation de la chromatine et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible les transducteurs de signalisation TGF-bêta/activine SMAD2/SMAD3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validated] SMAD2/SMAD3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CHTD8; JV18; JV18-1; LDS6; MADH2; MADR2; hMAD-2; hSMAD2; HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; hMAD-3; hSMAD3; mad3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 198-298 de SMAD2/SMAD3 humain (NP_005892.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, CHIP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15796/P84022
Poids Protéique	25-52 kDa
Expédition	Sac de glace