


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smad2/Smad3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796/P84022

Numéro d'article: CM0019884



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMAD2/SMAD3, adapté à la WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte SMAD2/SMAD3 humain, murin et de rat. Haute spécificité pour la recherche sur la signalisation du TGF-bêta et les études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMAD2/SMAD3 pAb de lapin
Remarques/Alias	HSPC193 ; HsT17436 ; JV15-2 ; LDS1C ; LDS3 ; MADH3 ; SMAD2/SMAD3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 270 de SMAD2/SMAD3SMAD3 humain (NP_005893.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15796/P84022
Poids moléculaire	48 kDa/52 kDa/25 kDa/35 kDa/43 kDa
Expédition	Sac de glace