


Anticorps Monoclonal Anti-Smad3 (Validé Par Ko) Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P84022

Numéro d'article: CM0006476



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité ciblant le Smad3 humain (P84022). Validé par KO pour le Western blot, l'immunoprécipitation, l'immunohistochimie et l'ELISA. Convient à l'étude de la transcription médiée par le TGF- β et de la chondrogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Smad3 [validé par KO]
Remarques/Alias	LDS3 ; mad3 ; LDS1C ; MADH3 ; JV15-2 ; hMAD-3 ; hSMAD3 ; HSPC193 ; HsT17436 ; d3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 119-219 du Smad3 humain (NP_005893.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P84022
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace