


Anticorps Monoclonal Anti-Smad3 De Lapin (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Numéro d'article: CM0007349



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant Smad3 humain, validé pour Western blot, immunohistochimie (paraffine) et ELISA. Détecte Smad3 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation du TGF- β .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb anti-Smad3 de lapin [validé KO]
Remarques / alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4088
GeneID	4088
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de Smad3 humain (NP_005893.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84022
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace