


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smad3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P84022

Numéro d'article: CM0022715



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Smad3 de haute qualité validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation TGF-bêta et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Smad3 Lapin pAb
Remarques/Alias	LDS3, mad3, LDS1C, MADH3, JV15-2, hMAD-3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, Smad3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4088
GeneID	4088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-250 du Smad3 humain (NP_005893.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84022
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace