


Anticorps Polyclonal Anti-Smad4 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13485

Numéro d'article: CM0025045



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Smad4 humain (SWISS : Q13485) pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Réactif clé pour la recherche sur la signalisation TGF-bêta et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Smad4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	JJP; DPC4; MADH4; MYHRS; Smad4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4089
GeneID	4089
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-552 du Smad4 humain (NP_005350.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13485
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace