


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Smad5 (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - Q99717

Numéro d'article: CM0007071



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Smad5 validé pour WB et ELISA, reconnaissant le Smad5 humain, murin et de rat. Un facteur de transcription clé dans la signalisation BMP, impliqué dans le développement et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-Smad5
Remarques/Alias	DWFC ; JV5-1 ; MADH5 ; d5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4090
GeneID	4090
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 186-260 du Smad5 humain (NP_005894.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99717
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace