


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smad5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Numéro d'article: CM0023165



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Smad5, validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Reconnaît le membre 5 de la famille SMAD de 52 kDa, un régulateur transcriptionnel clé de la signalisation BMP et du métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Smad5 pAb de lapin
Remarques / Alias	DWFC ; JV5-1 ; MADH5 ; Smad5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4090
ID du gène	4090
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 186 et 465 du Smad5 humain (NP_005894.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q99717
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace