


Anticorps Polyclonal Anti-Smad9 Pour Ihc-P Et Elisa - O15198

Numéro d'article: CM0029579



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SMAD9 humain (Smad8), validé pour IHC-P et ELISA. Détecte SMAD9 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur la voie de signalisation BMP et à la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Smad9 Lapin pAb
Remarques/Alias	PPH2; MADH6; MADH9; SMAD8; SMAD8A; SMAD8B; SMAD8/9; Smad9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4093
GeneID	4093
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de Smad9 humain (NP_005896.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15198
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace