


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smap1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb5

Numéro d'article: CM0021449



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SMAP1 de haute qualité pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit de manière croisée avec SMAP1 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'endocytose dépendante de la clathrine et de l'érythropoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMAP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SMAP-1; SMAP1
Espèce	Humain
ID du gène	60682
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IYB5
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace