

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smarca1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28370

Numéro d'article: CM0013179

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMARCA1 humain (remodeleur de chromatine apparenté à SWI/SNF). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte SMARCA1 humain, murin, rat. Idéal pour les études de régulation épigénétique et transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMARCA1 pAb de lapin
Remarques/Alias	SWI ; ISWI ; SWI2 ; SNF2L ; SNF2L1 ; SNF2LB ; SNF2LT ; hSNF2L ; NURF140 ; SMARCA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6594
GeneID	6594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de SMARCA1 humain (NP_003060.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28370
Poids protéique	123 kDa
Expédition	Sac de glace